

南京古田

生物基多元醇 GT-3140

产品技术说明

产品说明

GT-3140 生物基多元醇，它与传统的聚醚相溶性好，可用于聚氨酯结构胶、灌密封胶、涂料等领域。

产品性能

项目	典型值	测试方法
外观	黄色无杂质透明液体	目视
羟值 (mgKOH/g)	140 ±10	GB/T 12008.3-2009
酸值(mgKOH/g)	≤1.0	GB/T 12008.5-2010
粘度@25°C (cps)	1000 ±200	GB/T 12008.7-2010 NDJ-1S 型数显旋转式粘度计 (L3-60 转/分钟)
水份% (重量)	≤0.15	GB/T 22313-2008 卡尔费休库伦法微量水分测定仪

南京古田化工有限公司

地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号6栋17层

电话：025-83346359

网址：<http://www.goldenchemical.com/>